

Thrombodynamics Analyser

Исследование фибринолиза


13.06.2018 12:05

Название исследования: Тромбодинамика в режиме фибринолиза
Тип плазмы: Свежая PFP
Образец: Образец

MIX



Параметры динамики фибрина	Ед. измерения	Сокр.	Значение	Норма
Скорость роста сгустка	мкм/мин	V	26,3	
Задержка роста сгустка	мин	Tlag	0,9	
Начальная скорость роста сгустка	мкм/мин	Vi	55,8	
Стационарная скорость роста сгустка	мкм/мин	Vst	26,3	
Размер сгустка через 30 мин	мкм	CS	1135	
Плотность сгустка	усл. ед.	D	22272	
Время появления спонт. сгустков	мин	Tsp		
Параметры фибринолиза	Ед. измерения	Сокр.	Значение	Норма
Время до начала лизиса	мин	LOT	27,7	
Динамика лизиса	%/мин	LP	4,4	



*Интенсивность - средняя интенсивность вдоль линии, соответствующей области начала фибринолиза.

Комментарий: Выбран тип теста "Фибринолиз". Добавлено: uPa 105 U/ml к KP I набора тромбодинамики (TDX)

Техническая информация:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование исключительно в научно-исследовательских целях. Не применять в целях диагностики!

S/N: 000000, Исследование провел: Оператор. Бланк сформирован 16.04.2021 18:51