

Thrombodynamics Analyser

Исследование тромбодинамики

Пациент: Пример №1
Возраст: —, № и/б: —


26.04.2018 9:01:46

Название исследования: Пример_Нормокоагуляция, Тип плазмы: Свежая
Образец: Пример №1
Лечащий врач: —, отделение: —
Диагноз: —
Лекарственная терапия: —

параметры роста сгустка	ед.измерения	обозначения	показания пациента	норма
Скорость	мкм/мин	V	26	20– 29
Задержка роста	мин	Tlag	1	0,6– 1,5
Начальная скорость	мкм/мин	Vi	50,2	38– 56
Стационарная скорость	мкм/мин	Vst	26	20– 29
Размер сгустка через 30 мин	мкм	CS	1 122	800–1 200
Плотность	усл. ед.	D	28 271	15 000–32 000
Время появления спонтанных сгустков	мин	Tsp	отсутств.	отсутств.

Размер, мкм

Площадь спонтанных сгустков, %




Снимки:

5 мин

15 мин

30 мин



Техническая информация:

Комментарий: Нормокоагуляция. Все значения параметров теста находятся в пределах нормальных диапазонов.

Исследование провел: ФИО (сотрудник КДЛ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Результаты исследования не являются диагнозом и должны рассматриваться в совокупности с данными анамнеза, клинической картины, инструментальных методов исследования и результатами других лабораторных тестов. Интерпретация результатов осуществляется только врачом

S/N: 000000, версия 1.0.0, расчет автоматический, версия 1.50, бланк сформирован 21.01.2021 10:41:18



8e55c270-f1ab-4942-bef2-8f8d1ae35883