

Thrombodynamics Analyser

Исследование тромбодинамики

Пациент: Пример №5
Возраст: —, № и/б: —


06.08.2018 9:55:02

Название исследования: Пример_Гиперкоагуляция+Спонтанные сгустки, Тип плазмы: Свежая
Образец: Пример №5
Лечащий врач: —, отделение: —
Диагноз: —
Лекарственная терапия: —

параметры роста сгустка	ед.измерения	обозначения	показания пациента	норма
Скорость	мкм/мин	V	52,9	20– 29
Задержка роста	мин	Tlag	0,9	0,6– 1,5
Начальная скорость	мкм/мин	Vi	61,5	38– 56
Стационарная скорость	мкм/мин	Vst	52,9	20– 29
Размер сгустка через 30 мин	мкм	CS	1 692	800–1 200
Плотность	усл. ед.	D	35 122	15 000–32 000
Время появления спонтанных сгустков	мин	Tsp	25	отсутств.

Размер, мкм

Площадь спонтанных сгустков, %



Снимки:

5 мин

15 мин

30 мин



Техническая информация:

Комментарий: *Ярко выраженная гиперкоагуляция по всем параметрам теста (кроме Tlag) фиксирование множественных очагов спонтанного тромбообразования. Высокий риск реализации тромботических осложнений. Рекомендовано проведение терапии НМГ под контролем теста в динамике.

*- при полном соблюдении преаналитического этапа

Исследование провел: ФИО (сотрудник КДЛ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Результаты исследования не являются диагнозом и должны рассматриваться в совокупности с данными анамнеза, клинической картины, инструментальных методов исследования и результатами других лабораторных тестов. Интерпретация результатов осуществляется только врачом

S/N: 000000, версия 1.0.0, расчет автоматический, версия 1.50, бланк сформирован 21.01.2021 10:41:18



a25e748e-a28d-44ec-bb7e-b3fe7d07404c