

Thrombodynamics Analyser

Исследование тромбодинамики

Пациент: Пример №6
Возраст: —, № и/б: —


23.05.2018 13:43:58

Название исследования: Пример_Гиперкоагуляция+гипофибриногенемия, Тип плазмы: Свежая
Образец: Пример №6
Лечащий врач: —, отделение: —
Диагноз: —
Лекарственная терапия: —

параметры роста сгустка	ед.измерения	обозначения	показания пациента	норма
Скорость	мкм/мин	V	46,8	20– 29
Задержка роста	мин	Tlag	1	0,6– 1,5
Начальная скорость	мкм/мин	Vi	72,4	38– 56
Стационарная скорость	мкм/мин	Vst		
Размер сгустка через 30 мин	мкм	CS		
Плотность	усл. ед.	D	9 545	15 000–32 000
Время появления спонтанных сгустков	мин	Tsp	22,9	отсутств.

Размер, мкм

Площадь спонтанных сгустков, %




Снимки:

5 мин

15 мин

30 мин



Техническая информация:

Комментарий: *Выраженная гиперкоагуляция. Выраженная функциональная гипофибриногенемия. Массивное спонтанное тромбообразование. Риск реализации тромботических событий. Снижение белково-синтетической функции печени. Рекомендовано: Инструментальное исследование сосудов нижних конечностей, биохимический анализ крови, ОАК. Консультация специалиста. Рассмотреть возможность назначения антикоагулянтной терапии под контролем теста. Повтор теста в динамике.

*- при полном соблюдении преаналитического этапа

Исследование провел: ФИО (сотрудник КДЛ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Результаты исследования не являются диагнозом и должны рассматриваться в совокупности с данными анамнеза, клинической картины, инструментальных методов исследования и результатами других лабораторных тестов. Интерпретация результатов осуществляется только врачом

S/N: 000000, версия 1.0.0, расчет автоматический, версия 1.50, бланк сформирован 21.01.2021 10:41:18



202f4741-0f48-4d63-a0d5-ffdc3317cb46